


Anti-Pist/Gopc Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q9Hd26

Artikelnummer: CM0003275



Einführung

Anti-PIST/GOPC monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Validiert für humane, murine und Rattensamples. Zielprotein ist PIST/GOPC (Q9HD26). Ideal für Studien zum intrazellulären Transport und Abbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIST/GOPC Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CAL; FIG; PIST; GOPC1; dj94G16.2; PIST/GOPC
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	57120
Gen-ID	57120
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem PIST/GOPC (Q9HD26) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9HD26
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel