


Anti-Pist/Gopc Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hd26

Artikelnummer: CM0029764



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes GOPC (PIST/CAL/FIG) für Anwendungen in WB und ELISA. Detektiert eine Bande von 51 kDa in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu intrazellulärem Transport und Rezeptorabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIST/GOPC Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CAL; FIG; PIST; GOPC1; dj94G16.2; PIST/GOPC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57120
GenID	57120
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 195-454 des humanen PIST/PIST/GOPC (NP_001017408.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HD26
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel