

Anti-Pit1/Pou1F1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P28069

Artikelnummer: CM0012638



Einführung

Pit1/POU1F1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes POU1F1; 33kDa. Ideal für Forschung zur Hypophysenentwicklung und Regulation von Hormonen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pit1/POU1F1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PIT1; CPHD1; GHF-1; Pit-1; POU1F1a
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5449
Gen-ID	5449
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-150 von menschlichem POU1F1 (NP_000297.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P28069
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel