

Anti-Pitpna Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q00169

Artikelnummer: CM0013938



Einführung

Affinitätsgereinigter polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes PITPNA. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. PITPNA ist ein Lipotransferprotein, das entscheidend für den PI/PC-Membrantransport und die Signalübertragung ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PITPNA Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PITPN; VIB1A; HEL-S-36; PI-TPalpha; PITPNA
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5306
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 211-270 von humanem PITPNA (NP_006215.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q00169
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel