

Anti-Pitpnm1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000562

Artikelnummer: CM0016929



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen das humane PITPNM1. Für WB und ELISA validiert, kreuzreagiert mit humanem, Maus- und Rattenprotein. PITPNM1 ist ein Phosphatidylinositol-Transferprotein, das für den Membrantransport und die Signalübertragung essenziell ist. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PITPNM1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Rd9; NIR2; RDGB; DRES9; RDGB1; RDGBA; PITPNM; RDGBA1; PITPNM1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9600
GeneID	9600
Immunogen	Rekombinantes Protein / rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 110-190 des humanen PITPNM1 (NP_004901.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00562
Proteingewicht	135 kDa
Versand	Kühlakku