


Anti-Pitrm1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q5Jrx3

Artikelnummer: CM0006914



Einführung

PITRM1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem PITRM1, einer mitochondrialen Presequenz-Propeptidase (~117 kDa), die am Peptidabbau und an der Neurodegeneration beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PITRM1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MP1; PreP; SCAR30; PITRM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10531
GenID	10531
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q5JRX3
Proteingewicht	117kDa
Versand	Eisbeutel