


Anti-Pitrm1 Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q5Jrx3

Artikelnummer: CM0030366



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches PITRM1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt PITRM1 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur mitochondrialen Peptiddegradation und neurodegenerativen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	PITRM1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	MP1; PreP; SCAR30; PITRM1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10531
Gen-ID	10531
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 758-1037 von menschlichem PITRM1 (NP_055704.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5JRX3
Proteingewicht	117kDa
Versand	Eisbeutel