

Anti-Pituitary Homeobox 2 (Pitx2) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99697

Artikelnummer: CM0006876



Einführung

Rekombinanter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen den menschlichen PITX2-Transkriptionsfaktor, validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Ideal für Entwicklungsbiologie, Links-Rechts-Asymmetrie und Krankheitsmutationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Pituitary homeobox 2 (PITX2) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RS, RGS, ARP1, Brx1, IDG2, IGDS, IHG2, PTX2, RIEG, ASGD4, IGDS2, IRID2, Otlx2, RIEG1, Pituitary homeobox 2 (PITX2)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5308
GeneID	5308
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen Pituitary homeobox 2 (PITX2) (NP_700475.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q99697
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eistasche