

Anti-Pitx2 (Hypophysen-Homöobox 2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99697

Artikelnummer: CM0018941



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PITX2 (Q99697), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung von Myogenese, Links-Rechts-Asymmetrie und Peters-Anomalie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Hypophysen-Homöobox 2 (PITX2) Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	RS; RGS; ARP1; Brx1; IDG2; IGDS; IHG2; PTX2; RIEG; ASGD4; IGDS2; IRID2; Otlx2; RIEG1; Hypophysen-Homöobox 2 (PITX2)
Spezies	Mensch
Gen-ID	5308
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen PITX2 (NP_000316.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99697
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Kühlakku