

Anti-Pitx3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075364

Artikelnummer: CM0003167

Einführung

PITX3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, reagiert mit humanem, Maus- und Rattenmaterial. Geeignet für die Forschung zur Entwicklung dopaminerger Neuronen und Linsendifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PITX3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ASMD; ASOD; PTX3; ASGD1; CTPP4; CTRCT11; PITX3
Spezies	Human
GeneID (Human)	5309
GeneID	5309
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PITX3 (075364) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	075364
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eistasche