


Anti-Piwil1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q96J94

Artikelnummer: CM0011057



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches PIWIL1 (HIWI, MIWI). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung an Keimzellen und Transposon-Silencing.

[Mehr erfahren](#)

Eigenschaft	Details
Produktname	PIWIL1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	HIWI; MIWI; PIWI; CT80.1; PIWIL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9271
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz im Aminosäurenbereich 700-800 von menschlichem PIWIL1 (Q96J94) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96J94
Proteingewicht	99 kDa
Versand	Eisbeutel