


Anti-Piwil1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Jmb7

Artikelnummer: CM0019447



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen PIWIL1, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum piRNA-Signalweg und Keimzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIWIL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MIWI; PIWIL1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	9271
GenID	57749
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-160 von Maus-PIWIL1 (NP_067286.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9JMB7
Proteingewicht	99kDa
Versand	Eisbeutel