

Anti-Piwil2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Tc59

Artikelnummer: CM0025190



Einführung

Kaninchen-anti-PIWIL2 polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung des piRNA-Stoffwechselwegs, der Spermatogenese und der Keimbahnintegrität. UniProt Q8TC59.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIWIL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CT80; HILI; mili; PIWIL1L; PIWIL2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	55124
GeneID	55124
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem PIWIL2 (Q8TC59) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8TC59
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eistasche