

Anti-Pjvk Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q0Zlh3

Artikelnummer: CM0007220

Einführung

Anti-PJVK monoklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Zielmolekül ist das humane Pejvakin (DFNB59), ein Peroxisom-assoziiertes Protein, das für den Schutz des Gehörs vor lärmbedingten Schäden unerlässlich ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PJVK monoklonaler Kaninchen-Antikörper
Anmerkungen/Alias	DFNB59; PJVK
Spezies	Human
GeneID	494513
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 290-352 des humanen PJVK (NP_001036167.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q0ZLH3
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel