

Monoklonaler Anti-Pjvk-Kaninchenantikörper Für Wb, Elisa - Q0ZLh3

Artikelnummer: CM0007198

Einführung

Anti-PJVK-Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches Pejvakin (40 kDa), ein Peroxisomprotein, das auditive Haarzellen vor lärminduzierter Schädigung schützt. Geeignet für die Erforschung von Hörverlust.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PJVK-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	DFNB59; PJVK
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	494513
GeneID	494513
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 290-352 des menschlichen PJVK (NP_001036167.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q0ZLH3
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku