


Anti-Pka C-Alpha (Prkaca) Monoklonaler Antikörper (Kd Validiert) Für Wb, Elisa - P17612

Artikelnummer: CM0007608



Einführung

Maus monoklonaler Anti-PKA C-alpha (PRKACA) Antikörper, KD validiert, für WB/ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Erkennt die 41kDa cAMP-abhängige Kinasen-Katalysator-Untereinheit. Geeignet für die Entwicklung von IVD-Assays und die Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] PKA C-alpha (PRKACA) Maus mAb
Bemerkungen/Alias	CAFD1; PKACA; PPNAD4; [KD Validiert] PKA C-alpha (PRKACA)
Spezies	Mensch
GenID	5566
Immunogen	Rekombinantes Protein von menschlichem PKA C-alpha (PRKACA)
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17612
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel