


Anti-Pka C-Alpha (Prkaca) Monoklonaler Antikörper (Kd-Validiert) Für Wb, If/Icc, Elisa - P17612

Artikelnummer: CM0002385



Einführung

KD-validierter muriner monoklonaler Antikörper, der gegen PKA C-alpha (PRKACA) gerichtet ist. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für WB, IF/ICC, ELISA und die Forschung an cAMP-abhängigen Kinase-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] PKA C-alpha (PRKACA) Mouse mAb
Bemerkungen/Alias	CAFD1; PKACA; PPNAD4; A)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5566
Gen-ID	5566
Immunogen	Rekombinantes Protein des menschlichen [KD Validated] PKA C-alpha (PRKACA)
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17612
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel