


Anti-Pka C-Alpha (Prkaca) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P17612

Artikelnummer: CM0016079



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PKA C-alpha (PRKACA). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Geeignet für cAMP-Signalweg- und Kinase-Phosphorylierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKA C-alpha (PRKACA) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAFD1; PKACA; PPNAD4; PKA C-alpha (PRKACA)
Spezies	Human
GeneID (Human)	5566
GeneID	5566
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-351 von humanem PKA C-alpha (PRKACA) entspricht (NP_002721.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P17612
Protein-Gewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel