


Anti-Pka C-Alpha Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P17612

Artikelnummer: CM0011889



Einführung

Rekombinanter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen PKA C-alpha (PRKACA), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Untersuchung von cAMP-Signalgebung, Krebs und Thrombozytenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] PKA C-alpha Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CAFD1; PKACA; PPNAD4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5566
Gen-ID	5566
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-351 von humanem PKA C-alpha (PRKACA) enthält (NP_002721.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P17612
Protein-Gewicht	41 kDa/40 kDa
Versand	Eisbeutel