

Anti-Pka C-Beta (Prkacb) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - P22694

Artikelnummer: CM0007616

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PKA C-beta (PRKACB). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von cAMP-Signalwegen und Kinasefunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKA C-beta (PRKACB) Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	CAFD2; PKA C-beta (PRKACB)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5567
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend der Aminosäuren 251-351 von humanem PKA C-beta (PRKACB)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22694
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel