

Anti-Pka C-Beta (Prkacb) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22694

Artikelnummer: CM0027759

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der gegen die katalytische Untereinheit Beta der menschlichen cAMP-abhängigen Proteinkinase (PRKACB) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die cAMP-Signalisierung und Kinasenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKA C-beta (PRKACB) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAFD2; PKACB; PKA C-beta; PKA C-beta (PRKACB)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5567
GenID	5567
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-351 von menschlichem PKA C-beta (PRKACB) (NP_002722.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22694
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel