

Anti-Pka Rii α (Prkar2A) Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P13861

Artikelnummer: CM0009398



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die regulatorische Alpha-Untereinheit der cAMP-abhängigen Proteinkinase Typ II des Menschen (PRKAR2A). Geeignet für WB und ELISA, reagiert spezifisch mit humanem PRKAR2A. Ideal für die Erforschung der cAMP-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKA RII α (PRKAR2A) Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	PKR2; PKA RII α (PRKAR2A)
Art	Mensch
GeneID	5576
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 312–404 der humanen PKA RII α (PRKAR2A) (P13861) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13861
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Kühlakku