


Anti-Pkac α -Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P17612

Artikelnummer: CM0022591



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PKAC α (PRKACA), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der cAMP-Signalübertragung, der Kinaseaktivität und verwandter Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKAC α -Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PRKACA, PKACA, PPNAD4, katalytische Alpha-Untereinheit der cAMP-abhängigen Proteinkinase, PKAC α
Art	Mensch
GeneID	5566 (Mensch)
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 251-351 des humanen PKAC α (NP_002721.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17612
Proteingewicht	39 kDa/40 kDa
Versand	Ice-Pack