

Anti-Pkc Alpha + Beta + Gamma Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P05771 / P17252 / P05129 / Q02156

Artikelnummer: CM0006327



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen PKC alpha, beta und gamma gerichtet ist. Geeignet für WB und ELISA. Reagiert mit menschlichen, murinen und Ratten-Spezies. Ideal für die Untersuchung der Proteinkinase-C-Signalgebung, wobei ein konservatives Immungen-Design eine breite Isoform-Erkennung gewährleistet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKC alpha + beta + gamma Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha + beta + gamma
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5578/5579/5582/5581
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-500 von menschlichem PKC alpha + beta + gamma (NP_002728.2/NP_002729.2/NP_002730.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05771/P17252/P05129/Q02156
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eisbeutel