

Monoklonaler Antikörper Gegen Pkc Alpha Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P17252

Artikelnummer: CM0002485



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes PKC alpha (P17252). Validiert in WB, IHC-P, IP, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Zellsignalwegen, Krebs und kardialer Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKC alpha Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha
Spezies	Human
GeneID (Human)	5578
GeneID	5578
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 573-672 von humanem PKC alpha (P17252) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P17252
Protein-Gewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel