


Kaninchen-Monoklonaler Anti-Pkc-Alpha-Antikörper Für Wb/Elisa - P17252

Artikelnummer: CM0007148



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PKC alpha. Für WB und ELISA validiert, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Krebs, Herzhypertrophie und Zellsignalen. ~77 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKC-alpha-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5578
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 des humanen PKC alpha entspricht. (NP_002728.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17252
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Kühlakku