

Anti-Pkc-Alpha-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P17252

Artikelnummer: CM0018711



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PKC alpha für WB und ELISA. Validiert in Mensch, Maus und Ratte. Erkennt ein 77-kDa-Protein. Ideal zur Untersuchung der Kinasen-Signalübertragung in der Krebs-, Herz-Kreislauf- und Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKC-alpha-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5578
Gen-ID	5578
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 573-672 von humanem PKC alpha (NP_002728.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17252
Proteinmasse	77 kDa
Versand	Auf Eis