

Anti-Pkc-Alpha-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17252

Artikelnummer: CM0014016



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PKC alpha, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Zellsignalen, Krebs und kardiovaskulärer Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKC-alpha-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5578
GeneID	5578
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 573-672 des humanen PKC alpha (NP_002728.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17252
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Eisbeutel