


Anti-Pkc Alpha Rabbit Polymab® Für Wb Und Elisa - P17252

Artikelnummer: CM0007064



Einführung

Hochspezifischer monoklonaler Antikörper gegen humanes PKC alpha, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für ZellSignalgebung, Krebsforschung und Kinase-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKC alpha Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5578
GeneID	5578
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen PKC alpha.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17252
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Eisbeutel