

Anti-Pkc-Beta Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P05771

Artikelnummer: CM0006653



Einführung

Dieses von CamelBio angebotene monoklonale Kaninchenantikörper gegen PKC-beta (PRKCB) ist für WB, IHC-P und ELISA validiert. Es reagiert kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte und eignet sich daher ideal für die Untersuchung von B-Zell-Aktivierung, Apoptose und Insulin-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKC-beta Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PKCB; PRKCB1; PRKCB2; PKCI(2); PKCbeta; PKC-beta
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5579
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 260-340 des humanen PKC-beta (NP_997700.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05771
Proteinmasse	77 kDa
Versand	Eisbeutel