

Anti-Pkc-Beta Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05771

Artikelnummer: CM0015583



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches PKC-beta (PRKCB). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Forschung zu Signaltransduktion, Krebs und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PKC-beta Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PKCB; PRKCB1; PRKCB2; PKCI(2); PKCbeta; PKC-beta
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5579
GenID	5579
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 260-340 des menschlichen PKC-beta (NP_997700.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05771
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel