


Anti-Pkc Delta Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q05655

Artikelnummer: CM0010260



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes PKC delta (Q05655). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Apoptose- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKC delta Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; PKC delta
Spezies	Human
GeneID (Human)	5580
GeneID	5580
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 547-653 von humanem PKC delta (Q05655) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q05655
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel