


Anti-Pkc Epsilon Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q02156

Artikelnummer: CM0019960



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen PKC epsilon (PKCE/nPKC-epsilon) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA und reaktiv gegenüber Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von Zelladhäsion, Migration, Krebsinvasion und Immunreaktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKC epsilon Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PKCE; nPKC-epsilon; PKC epsilon
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5581
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 488-737 von menschlichem PKC epsilon (NP_005391.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02156
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel