


Anti-Pkc Gamma Monoklonaler Antikörper Für Wb - P05129

Artikelnummer: CM0005851



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper mit hoher Spezifität, der gegen menschliches PKC gamma gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ein wertvolles Werkzeug für die Erforschung der neuronalen Signalübertragung, der synaptischen Plastizität, von Schmerz und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKC gamma Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PKCC; PKCG; SCA14; PKCI(3); PKCgamma; PKC-gamma; PKC gamma
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5582
Gen-ID	5582
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 604-697 von menschlichem PKC gamma (P05129) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P05129
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eisbeutel