


Anti-Pkc Gamma Kaninchen Polyklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P05129

Artikelnummer: CM0027969



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen PKC gamma, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für neurowissenschaftliche und Kinase-Signalweg-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKC gamma Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PKCC; PKCG; SCA14; PKC(3); PKCgamma; PKC-gamma; PKC gamma
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5582
GeneID	5582
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 558-697 von humanem PKC gamma (NP_002730.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05129
Proteinmasse	78kDa
Versand	Eisbeutel