

Anti-Pkc Mu (Prkd1) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15139

Artikelnummer: CM0007092

Einführung

Hochspezifischer kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes PKC mu (PRKD1, Q15139). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Kinassignalwegen, Zellmigration, Golgi-Transport und Kardiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKC mu Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; PKC mu
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5587
GeneID	5587
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem PKC mu (Q15139) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15139
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel