

Anti-Pkc Mu Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15139

Artikelnummer: CM0021798

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der gegen humanes PKC mu (PRKD1) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA geeignet ist. Kreuzreagiert mit Maus. Nützlich für Studien zu Zellsignalisierung, Krebs und kardialer Hypertrophie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKC mu Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; PKC mu
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5587
Gen-ID	5587
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 800-900 von humanem PKC mu (NP_002733.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15139
Proteingewicht	102kDa
Versand	Eisbeutel