

Anti-Pkc Zeta Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q05513

Artikelnummer: CM0007061

Einführung

CamelBio bietet validierte Anti-PKC zeta Kaninchen-mAb für WB, ELISA an. Das Zielprotein Proteinkinase C zeta (PRKCZ, PKC2) fungiert im PI3K-Signalweg, bei der NF-kB-Aktivierung und der Zellpolarität. Ideal für die Humanforschung in den Bereichen Signaltransduktion, Entzündung und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKC zeta Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	PRKCZ; PKC-ZETA; PKC2; Proteinkinase C zeta; PKC zeta
Spezies	Mensch
GenID	5590
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von menschlichem PKC zeta (NP_002735.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q05513
Proteingewicht	46kDa/56kDa/67kDa
Versand	Eisbeutel