

Anti-Pkc-Zeta-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q05513

Artikelnummer: CM0029470

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PKC zeta (nPKC-zeta), validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Untersuchung des PI3K-Signalwegs, der MAPK-Kaskade, Zellpolarität, NF-κB-Aktivierung, Insulin-Signalgebung und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKC zeta Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PKC2; PKC-ZETA; PKC zeta
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5590
Gen-ID	5590
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 476-547 von humanem PKC zeta (NP_002735.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q05513
Proteinmasse	68 kDa
Versand	Eisbeutel