

Anti-Pkc Zeta Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q05513

Artikelnummer: CM0016651

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PKC zeta (SWISS Q05513), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der PI3K-, MAPK- und NF-kappa-B-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PKC zeta Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PKC2; PKC-ZETA; PKC zeta
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5590
GenID	5590
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 476-547 von humanem PKC zeta (NP_002735.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q05513
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel