


Anti-Pkce-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q02156

Artikelnummer: CM0006392



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen PKCε (nPKC-Epsilon) für Western Blot und ELISA. Zeigt Reaktivität gegenüber den Spezies Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Kinase-Signalübertragung bei Zelladhäsion, Zellmigration und Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKCε-Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	PKCE; nPKC-Epsilon; PKCε
Spezies	Mensch
Gen-ID	5581
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 488-737 der humanen PKCε (NP_005391.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02156
Proteinmasse	84 kDa
Versand	Kühlakku