

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Pkd1L2-Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z442

Artikelnummer: CM0015835

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PKD1L2, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Ideal zur Untersuchung der Funktion des Polycystin-1-ähnlichen Proteins 2.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKD1L2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PC1L2; PKD1L2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	114780
GeneID	114780
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-306 des humanen PKD1L2 (NP_001265352.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q7Z442
Proteingewicht	273 kDa
Versand	Kühlakku