


Anti-Pkd2 (Polycystin-2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13563

Artikelnummer: CM0026971



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen, der gegen humanes PKD2 (Polycystin-2) gerichtet ist, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Erforschung von Nierenerkrankungen und Ionenkanal-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PC2; PKD4; Pc-2; APKD2; TRPP2
Spezies	Human
Gen-ID (human)	5311
Gen-ID	5311
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 731-830 von humanem PKD2 entspricht (NP_000288.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13563
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eistasche