


Anti-Pkd2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13563

Artikelnummer: CM0025753



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Polycystin-2 (PKD2) gerichtet ist. Geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Kalziumkanalfunktion und der polyzystischen Nierenerkrankung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PC2; PKD4; Pc-2; APKD2; TRPP2; PKD2
Spezies	Human
GenID (Human)	5311
GenID	5311
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren Aminosäuren 879-968 von humanem PKD2 (NP_000288.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13563
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel