


Anti-Pkm1/2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14618

Artikelnummer: CM0018609



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen PKM1/2 (SWISS P14618), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Glykolyse und des Krebsstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKM1/2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; PKM1/2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5315
Gen-ID	5315
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14618
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Kühlakku