


Anti-Pkm1/2 Kaninchen Polymab® Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14618

Artikelnummer: CM0008594



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Anti-PKM1/2-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Glykolyse und zum Stoffwechsel von Krebszellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKM1/2 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5315
GenID	5315
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 321-420 von menschlichem PKM1/2 (NP_001193728.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14618
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel