


Monoklonaler Anti-Pkm2-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P14618

Artikelnummer: CM0002995



Einführung

Spezifischer monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PKM2. Validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf das Schlüsselenzym der Glykolyse und den Tumormarker Pyruvatkinase M2 ab. Ideal für die Erforschung des Krebsstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKM2-spezifischer Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; PKM2-spezifisch
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5315
GenID	5315
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 380-480 von humanem PKM2-spezifisch (NP_002645.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14618
Proteinmasse	58kDa
Versand	Eisbeutel