


Anti-Pkm2 Kaninchen Polyklonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P14618

Artikelnummer: CM0015422



Einführung

Kaninchen polyklonales Antikörper gegen PKM2, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humaner, muriner und Ratten-PKM2. Geeignet für Forschung zur Glykolyse und Krebsmetabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKM2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PK3, TCB, p58, OIP3, PKM2, CTHBP, THBP1, HEL-S-30
Spezies	Mensch
GenelD	5315
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 11-221 von PKM2 (NP_001193728.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14618
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel