


Anti-Pkm2-Spezifisches Polyklonales Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P14618

Artikelnummer: CM0021648



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches PKM2 (58 kDa) gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der dualen Rollen von PKM2 bei der Glykolyse und Transkriptionsregulation bei Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PKM2-spezifisches Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; PKM2-spezifisch
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5315
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 380-480 des menschlichen PKM2-spezifischen (NP_002645.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14618
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel