


Anti-Pkmyt1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q99640

Artikelnummer: CM0020550



Einführung

Anti-PKMYT1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit menschlicher, muriner und rattiger PKMYT1-Kinase. Ein unverzichtbares Werkzeug für die Forschung zu Zellzyklus und mitotischer Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PKMYT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MYT1; PPP1R126; PKMYT1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9088
GenID	9088
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 75-362 von menschlichem PKMYT1 (NP_004194.3) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99640
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel